

# Temprecord Data Logger



※ 原寸大



High performance, reliable and low cost...

# 校正証明書付き本格ロガーを豊富にラインナップ!



モデル	Inland	Export	Econolog	Multi-Trip	Low Temp	Supercool	Scientific	Medical	RH	
校正証明書	×		○							
サンプリング周期	2秒～36時間(2秒間隔)									
サンプリング容量	7,935	32,511	7,935			32,511		温度 16,000, 湿度 16,000		
記録持続期間	4.4時間～2年	18時間～2年	4.4時間～2年			16時間～2年		温度+湿度 / 8時間～2年		
本体動作温度範囲	-25℃～+60℃			-50℃～+60℃			-25℃～+60℃, 0.00%～100%RH			
通常プローブ使用時 動作温度範囲	プローブ使用不可		-50℃～+110℃		-80℃～+110℃ (低温用プローブ使用時)		プローブ使用不可			
温度精度	0.5℃ (0℃のとき)		0.2℃ (-20℃～+50℃)						0.2℃ (-20℃～+50℃) 3%RH (12%～85%RH), 4%RH (その他)	
本体及び保護グレード	防滴 IP56 / NEMA4X		防水 IP67 / NEMA6						防滴 IP56 / NEMA4X	
データロガー保証期間	1年			2年		1年				
バッテリー保証期間	2年			1年						
寸法/重量	129 x 73.5 x 14mm, 81g						129 x 73.5 x 14mm, 83g			

輸入総代理店

**トレンドサイン株式会社**

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル6F

TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722

URL:<http://www.temprecord.jp> E-mail:[info@temprecord.jp](mailto:info@temprecord.jp)

製造元

Temprecord International Limited

※ ECONOLOG の校正証明書は、個別証明書ではなく、製造番号なしのブラントクの証明書となります。

※ これらの商品のご使用には別売の READER が必要です。

※ 無償の専用ソフトがダウンロード可能です。

**TREND SIGN**

テンプレコード

検索

